





Эффективное лечение желтухи новорожденных

JIMCK

Устройство оснащено датчиком излучения для точного измерения интенсивности излучения и гарантирует достаточный уровень излучения новорожденного для эффективной терапии.

Высокоинтенсивное излучение

- Устройство BL70 оснащено светодиодным источником высокоинтенсивного холодного света, который генерирует меньше тепла и поддерживает долгосрочную терапию.
- Максимальный уровень излучения BL70 составляет 63 мкВт/см²/нм, что улучшает расщепление билирубина и сокращает время лечения.
- Благодаря пяти уровням излучения BL70 позволяет адаптировать терапию для каждого пациента.



- Сверхкомпактный ---- легкое и портативное устройство, занимающее минимум места.
- Большой экран ---- 4,3-дюймовый цветной сенсорный экран для удобства наблюдения и эксплуатации.
- Сверхтихий ---- бесшумный дизайн без вентиляторов для тихой и комфортной среды.
- Различные решения для крепления ---- удобное перемещение, простая интеграция в различных условиях, в том числе с устройством для обогрева и люлькой.
- Быстрое отсоединение ---- основной модуль можно быстро отделить от тележки и поместить напрямую на инкубатор
- Гибкая регулировка ---- легкая регулировка высоты и угла наклона



Помощь при обходе палат

Когда врачи обходят пациентов, им не нужно открывать дверцу: состояние новорожденных можно проверять с помощью экрана в реальном времени, что снижает нежелательное воздействие синим светом