

P6 Система управления температурой



Система управления температурой i-Servo™

Интеллектуальная система управления температурой закрытого цикла P3/P6 автоматически регулирует температуру воды на основе отслеживаемой температуры тела пациента. Мониторинг температуры кожи и тела пациента за счет контроля температуры воды обеспечивает безопасность во время лечения, активирует обогрев и поддержание температуры, а также позволяет избежать других осложнений в результате длительной гипотермии. Кнопки быстрого доступа сбоку экрана позволяют медицинским работникам легко переключаться между режимом гипотермии и режимом нормотермии, чтобы всегда поддерживать пациента в комфорте.

- Режим гипотермии поддерживает интеллектуальный автоматический переход от поддержания охлаждения на обогрев в автоматическом режиме.
- Режим нормотермии применяется во время хирургии, чтобы поддерживать стабильную температуру пациента, и подходит для любой операции.

Круглосуточная защита с помощью модульного мониторинга

Непредвиденные осложнения у новорожденных, которых лечат с помощью терапевтической гипотермии, могут вызывать стресс из-за их влияния на кардиопульмональную систему. Поэтому, чтобы снизить нагрузку на медицинских работников, мы поддерживаем непрерывный мониторинг показателей жизнедеятельности, чтобы ничего не осталось незамеченным.

