

NV9 Неонатальный аппарат ИВЛ

Система контроля концентрации O₂

- Быстрая и простая настройка FiO₂: используйте электронное управление смешиванием воздуха и кислорода, чтобы напрямую настроить FiO₂, более точно.
- Точный мониторинг концентрации O₂: датчик концентрации CITY O₂, короткое время реакции и мгновенный мониторинг.
- Калибровка одним ключом: один ключ для калибровки концентрации O₂, автоматически удаться через мгновение.
- Мониторинг SpO₂: NV9 настроен с помощью Masimo/Nellcor SpO₂.
- Об эффекте неинвазивной вентиляции судят по изменению SpO₂.



Автокалибровка
концентрации кислорода
одной кнопкой




Самопроверка
функциональности во время
включения



ЖК сенсорный экран

Режимы вентиляции

- NCPAP+Апноэ
- NIPPV
- SNIPPV+Backup
- HFNC+Мониторинг давления
- Ручной режим
- Режим “Быстрый кислород”



Самый стабильный респираторный
сигнал



Безопасность

- Высокотехнологичная компьютеризированная двухпроцессорная система
- Система компенсации утечек
- Когда установленное давление, концентрация кислорода, и другие ключевые параметры, обеспечивая интеллектуальные советы по безопасности
- Встроенная аккумуляторная батарея (~ 4 ч)

Удобная конструкция

- 8 дюймовый сенсорный дисплей
- Функция автопроверки при включении системы одной кнопкой
- Функция автокалибровки концентрации кислорода одной кнопкой
- Настройка давления одной кнопкой
- Настройка концентрации кислорода одной кнопкой

Места касания рук с округлым дизайном, закругления без углов, дизайн для места захвата спроектирован с использованием материала, приятного для кожи, с более комфортным удерживающим ощущением

