



C70/C90 Модульный монитор

Полный контроль пациента внутри и вне госпиталя

Интегрированная система полного комплексного мониторинга параметров пациента — от оказания первой помощи на месте до выздоровления больного.



Внешний дизайн

Благодаря использованию передовых технологий, высококачественных материалов и современных технологических процессов модульный монитор WQ-003 является высокотехнологичной современной системой мониторинга параметров жизнедеятельности.



Аппаратная часть модуля

4+1 функциональных гнезд модуля с поддержкой горячего подключения произвольных комбинаций оборудования с программной автоидентификацией и динамической перенастройкой интерфейсов (см. рис.)

Универсальный 6-параметрический модуль С30

Программный интерфейс

Высокоинтеллектуальное аналитическое программное обеспечение и операционная система обеспечивают точную и качественную обработку мощной компьютерной информации для обеспечения процесса принятия клинических решений.

Функции адаптивной настройки рабочего интерфейса и независимая операционная система обеспечивают простоту и удобство в применении.

Программные технологии

Интеллектуальная система тревог I-Klok™: для автоматического определения уровней тревоги при изменении измеряемых параметров. Имеются тревоги высшего, среднего и низшего уровня.

Для каждого уровня тревоги используются различные звуковые и световые сигналы с возможностью настройки задержки тревоги и времени задержки тревоги. Также имеются функции обработки тревог и автоматической печати при тревогах. В отличие от традиционной системы сигнализации, большое практическое клиническое значение имеет возможность снижения количества ложных тревог и ненужных тревожных сигналов.

