

Центральная станция мониторинга CMS-soft Центральная станция мониторинга CMS-so



Центральная станция мониторинга UMC CMS-soft позволяет собирать, обрабатывать, выводить на печать и отслеживать информацию со 128 мониторов пациентов. Оператор может настроить параметры отображения по каждому пациенту, настроить параметры оповещения, выводить на дисплей данные с любого монитора пациента в различных режимах.

- Отслеживание информации со 128 мониторов пациентов;
- Высокопроизводительный сервер с установленной программой мониторинга;
- Поддержка связи по беспроводной сети, возможность подключения по проводным и беспроводным сетям одновременно.

Технические характеристики:

- К одной станции мониторинга можно подключить до 128 мониторов пациента UMC и фетальных мониторов UMC;
- Отображение в реальном времени отслеживаемых приборами параметров ЭКГ, SpO2, CO2, ЧСС, ЧД, НИАД, ST-анализ ТЕМП, ИАД, CO, ICG, AG, BIS, RM, FRH1, FRH2, TOCO, а также задать необходимые параметры отображения;
- Синхронизация записей пациентов, позволяет выполнять настройку записей пациентов как с центрального, так и с прикроватного монитора, обеспечивая своевременное синхронное обновление записей;
- 3-х уровневые звуковые и визуальные тревоги;
- Система анализа параметров состояния плода с вводом информации врачом до последующей распечатки отчета;
- Автоопределение разрешения экрана, поддерживает экраны компьютера с разными размерами - 17", 19", 21", 24" и так далее;
- Поддержка разных операционных систем: Windows, Windows Xp, Windows 7 (32bit и 64bit);
- Мониторы пациента и фетальные мониторы COMEN поддерживают связь по проводной или беспроводной сети, либо может быть подключен по обеим сетям одновременно.

4 экрана ЦМС: В офисе врача+в кабинете медсестры, одновременное отображение в реальном времени.

