

C30

Санитарно-транспортный монитор пациента

Первая помощь на месте



1



2



3



4



- В комплект монитора первой помощи входит встраиваемая литиевая батарея на 4400 мАч.
- С двумя литиевыми батареями (литиевой батареей на 2600 мАч внутри WQ001 и встраиваемой литиевой батареей на 4400 мАч из комплекта монитора первой помощи) обеспечивается 8 часов непрерывной работы устройства.
- 4,3-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей формата 16:9 с поддержкой рукописного и других режимов ввода и проверкой орфографии.
- Трехуровневая автоматическая система акустической и визуальной сигнализации; автопереключение красного, желтого и синего цвета тревожных ламп; возможность регулировки громкости акустической тревоги.
- Хранение и просмотр динамики показателей за 48 часов.
- Переносной прибор; вес: 1,2 кг.
- С операционной системой Linux
- Выдерживает падение с высоты 1,2 м.

Палатный обход

WQ-001 удобен для переноски медицинским персоналом при проведении измерений параметров пациентов. WQ-001 может использоваться медицинским персоналом для сохранения результатов измерения пациентов. Характеристики При подключении к модулю WQ-003, монитор WQ-001 может использоваться, как модульный монитор WQ-003

- Защита от падений, вибрации и влаги
- Специальный футляр монитора первой помощи WQ-001 защищает монитор от влаги и вибраций, обеспечивает удобство переноски и имеет достаточно места для укладки комплектов первой помощи.
- Различные варианты транспортировки: переноска на плече, подвеска на каталке, подвеска в машине скорой помощи.
- Размещение принадлежностей первой помощи в левом отделении футляра, и всех креплений инструмента - в правом отделении.



Встроенный литий



Монитор 4,3 дюйма



Тревога третьего уровня



Хранение данных



1,2 кг



Система linux

